


Activeurs de Classe III



Parfois, la mâchoire inférieure est en avant par rapport à la mâchoire supérieure (problème de croissance). De plus, le décalage entre les incisives est encore augmenté par la position trop avancée des incisives inférieures. Le résultat est un profil peu avantageux et une mastication non efficace. Les "activateurs" servent à obtenir une position correcte entre les deux mâchoires.

A chaque mouvement de fermeture, une pression est transmise aux incisives qui se déplacent vers une meilleure position. En même temps, la direction de croissance faciale est influencée favorablement.

Cet appareil doit être porté le jour et la nuit (ou selon les indications particulières de votre orthodontiste). Il ne doit pas être porté pendant les repas, ni à l'école, ni lors des exercices sportifs.

Précautions à prendre :

- Brosser l'appareil après chaque repas, sous l'eau tiède, à l'aide d'une brosse à dent et de dentifrice
- Ranger l'appareil dans sa boîte lorsqu'il est propre et qu'il n'est pas porté en bouche
- Si un élément métallique blesse, il est conseillé d'appliquer un petit morceau de cire jusqu'à cicatrisation
- Laisser tremper l'appareil une heure chaque mois dans de l'eau additionnée de vinaigre blanc

L'appareil doit être systématiquement amené à tous les rendez-vous pour être vérifié ou éventuellement modifié.

